

## Cell Counting Kit (CCK 试剂盒)

### 产品简介:

Cell Counting Kit 简称 CCK 试剂盒, 为 MTT 法的替代方法, 是一种基于 WST (水溶性四唑盐, 化学名: 2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑单钠盐) 的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。

### 操作说明:

#### 一、制作标准曲线 (测定细胞具体数量时)

- 1、先用细胞计数板计数所制备的细胞悬液中的细胞数量, 然后接种细胞。
- 2、按比例 (例如: 1/2 比例) 依次用培养基等比稀释成一个细胞浓度梯度, 一般要做 3-5 个细胞浓度梯度, 每组 3-6 个复孔。
- 3、接种后培养 2-4 小时使细胞贴壁, 然后加 CCK 试剂培养一定时间后测定 OD 值, 制作出一条以细胞数量为横坐标 (X 轴), OD 值为纵坐标 (Y 轴) 的标准曲线。根据此标准曲线可以测定出未知样品的细胞数量 (试用此标准曲线的前提是实验的条件要一致, 便于确定细胞的接种数量以及加入 CCK 后的培养时间。)

#### 二、细胞活性检测

- 1、在 96 孔板中接种细胞悬液 (100 $\mu$ L/孔)。将培养板放在培养箱中预培养 24 小时 (在 37 $^{\circ}$ C, 5% CO<sub>2</sub> 的条件下)。
- 2、向每孔加入 10  $\mu$ L 的 CCK 溶液 (注意不要在孔中生成气泡, 它们会影响 OD 值的读数)。
- 3、将培养板在培养箱内孵育 1-4 小时。
- 4、用酶标仪测定在 450nm 处的吸光度。
- 5、如果暂时不测定 OD 值, 打算以后测定的话, 可以向每孔中加入 10  $\mu$ L 0.1M 的 HCL 溶液或者 1% w/v SDS 溶液, 并遮盖培养板避光保存在室温条件下。在 24 小时内吸光度不会发生变化。

#### 三、细胞增殖-毒性检测

- 1、在 96 孔板中配制 100 $\mu$ L 的细胞悬液。将培养板在培养箱预培养 24 小时 (在 37 $^{\circ}$ C, 5% CO<sub>2</sub> 的条件下)。
- 2、向培养板加入 10 $\mu$ L 不同浓度的待测物质。
- 3、将培养板在培养箱孵育一段适当的时间 (例如: 6、12、24 或 48 小时)。
- 4、向每孔加入 10 $\mu$ L CCK 溶液 (注意不要在孔中生成气泡, 它们会影响 OD 值的读数)。
- 5、将培养板在培养箱内孵育 1-4 小时。
- 6、用酶标仪测定在 450nm 处的吸光度。
- 7、如果暂时不测定 OD 值, 打算以后测定的话, 可以向每孔中加入 10  $\mu$ L 0.1M 的 HCL 溶液或者 1% w/v SDS 溶液, 并遮盖培养板避光保存在室温条件下。在 24 小时内吸光度不会

发生变化。

注意：如果待测物质有氧化性或还原性的话，可在加 CCK 之前更换新鲜培养基（除去培养基，并用培养基洗涤细胞两次，然后加入新的培养基），去掉药物影响。当然药物影响比较小的情况下，可以不更换培养基，直接扣除培养基中加入药物后的空白吸收即可。

## 备注：

- ①建议先做几个孔摸索接种细胞的数量和加入 CCK 试剂后的培养时间。
- ②有条件的情况下建议采用多通道移液器，可以减少平行孔间的差异。加入 CCK 试剂时，建议斜贴着培养板壁加，不要插到培养基液面下加，容易产生气泡，会干扰 OD 值读数。
- ③白细胞可能需要培养较长时间。
- ④当使用标准 96 孔板时，贴壁细胞的最小接种量至少为 1,000 个/孔 (100  $\mu$ L 培养基)。检测白细胞时的灵敏度相对较低，因此推荐接种量不低于 2,500 个/孔 (100  $\mu$ L 培养基)。如果要使用 24 孔板或 6 孔板实验，请先计算每孔相应的接种量，并按照每孔培养基总体积的 10% 加入 CCK 溶液。
- ⑤如果没有 450nm 的滤光片，可以使用吸光度在 430-490 nm 之间的滤光片，但是 450nm 滤光片的检测灵敏度最高。
- ⑥培养基中酚红的吸光度可以在计算时，通过扣除空白孔中本底的吸光度而消去，因此不会对检测造成影响。

## 活力计算：

$$1. \text{细胞活力} * (\%) = \frac{[A(\text{加药}) - A(\text{空白})]}{[A(0 \text{ 加药}) - A(\text{空白})]} \times 100$$

A (加药)：具有细胞、CCK 溶液和药物溶液的孔的吸光度

A (空白)：具有培养基和 CCK 溶液而没有细胞的孔的吸光度

A (0 加药)：具有细胞、CCK 溶液而没有药物溶液的孔的吸光度

\*细胞活力：细胞增殖活力或细胞毒性活力

2. 能否用 384 孔板进行试验？

可以。向各孔中加入培养基体积 10% 的 CCK-8 溶液，如果加入的 CCK-8 体积太少，可以先将 CCK-8 溶液稀释 1 倍，然后加入培养基体积 20% 的量。

3. 能否用 24 孔板进行试验？

可以。向各孔中加入培养基体积 10% 的 CCK-8 溶液。

4. 酚红会影响检测吗？

不会。培养基中酚红的吸光度可以在计算时，通过扣除空白孔中本底的吸光度而消去，因此不会对检测造成影响。

5. CCK-8 与胸苷结合检测之间是否有相关性？

有。然而，请注意由于 CCK-8 使用的检测原理与胸苷检测的不同，因此结果可能不同。

6. CCK-8 能否检测细菌细胞？

可以检测 E.coli，但不能检测酵母细胞。向 100  $\mu$ l E.coli 培养液中加入 10  $\mu$ l CCK-8 溶液，并

培养 1-4 个小时或过夜。

## 7.CCK-8 稳定吗？

CCK-8 在 0-5℃ 下能够保存至少 6 个月，在 -20℃ 下避光可以保存 1 年。如果需要长期保存，我们推荐 -20℃ 的储藏条件。

## 8.如果没有 450 nm 的滤光片，还可以使用哪些其他滤光片？

还可使用 450 nm 到 490 nm 之间的滤光片。

## 9.如何减少由于 CCK-8 试剂在枪头上或孔壁上的残留所带来的误差？

可以在加样前用培养基稀释 CCK-8 试剂并混匀后加样。

## 10.CCK-8 是什么颜色？

应该是粉红色。若颜色不一样，有可能会影响测定。

## 11.CCK8 能否对活细胞进行染色？

不能。因为 CCK8 的主要成分是一种水溶性的四唑盐 (WST8)，并通过电子载体 1Methoxy PMS 将活细胞中的电子交换到培养基中的 WST8 上。由于生成的甲a也是高度水溶性的，因此 CCK8 不能对细胞进行染色。

## 12.CCK8 检测溶液对细胞是否有毒？

CCK8 溶液自身因为高浓度的 1Methoxy PMS 的存在而具有有一点毒性。但是，加到培养基中的 CCK8 是没有毒性的，因为被稀释了 10 倍。因此，长时间的培养，如过夜或者培养数天是可以的。同一个细胞培养液在 CCK8 检测后还可以用于其他细胞增殖检测，如结晶紫检测，中性红检测或者 DNA 荧光检测等。由于每种细胞对于 CCK8 的耐受力都不同，因此在进行需要长时间培养时，先检测一下细胞在加入 CCK8 培养后的活力。

## 13.在做加药实验时，药物对测定是否有影响？如何解决？

有时会有影响。如果药物具有还原性，会和 CCK8 发生显色反应，增加吸光度。解决办法：首先要确认药物是否有吸收，在含有药物的培养基中加入 CCK8，测定 450 nm 的吸光度，如果它的吸光度比不含药物的培养基 (加 CCK8)的吸光度高，则证明药物有影响，可在加 CCK8 之前更换培养基，去掉药物的影响。

## 14.每次测定的数值不一样，是什么原因？如何解决？

可能会有以下几个原因： 1. 当在培养箱内培养时，培养板最外一圈的孔最容易干燥挥发，由于体积不准确而增加误差。一般情况下，最外一圈的孔只加培养基，不作为测定孔用。 2. 有可能会因为 CCK8 沾在壁上而产生误差，建议在加入 CCK8 后，轻轻敲击培养板以帮助混匀。 3. 每孔的细胞数量过多或过少。请预先在 1,000-100,000 个/孔范围内摸索条件。

## 15.如何设定空白对照？

在不含细胞的培养基中加入 CCK8，培养一定的时间，测定 450 nm 的吸光度即为空白对照。在做加药实验(细胞毒性实验)时，还应考虑药物的吸收，可在不含细胞，加入药物的培养基中加入 CCK8，培养一定的时间，测定 450 nm 的吸光度作为空白对照。

## 16.哪些物质会影响 CCK8 的测定？

当有还原性物质存在时会影响 CCK8 的测定，例如含有维生素 C 的 Glucose 等 (一般培养基中的量不多，酚红或血清不影响测定)。在有酚红存在的情况下，会增加空白吸收，但不影响测定，扣除空白吸收即可。

17.在实验中吸光度值太高，如果不能减少细胞数量，如何解决？

可以缩短加入 CCK8 后的培养时间。例如：可以把加入 CCK8 试剂后的培养时间由 2 小时缩短为 1 小时。

18.设定参比波长的目的是什么？必须设定吗？

不一定要设定。CCK-8 试剂在参比波长没有吸光度。设定参比波长的目的是为了取出由于样品混浊所带来的吸收。

19.说明书上仅写了 96 孔板的测定方法，如果使用 24 孔板或 12 孔板，应该加多少量 CCK-8 试剂？ ...

一般情况下建议加入 CCK-8 试剂的量是培养基体积的 1/10。

20.在 CCK-8 显色过程中，如何终止反应？

有以下几种方法（96 孔板）： 1、 在显色反应后，将培养板仿佛 4℃ 冰箱内。 2、 每孔加 10  $\mu$ l 0.1 M HCL 溶液。 3、 每孔加 10  $\mu$ l 1% (w/v) 的 SDS（十二烷基硫酸钠）溶液。注意：反应停止后，应在 24 小时之内测定。

21.必须预培养细胞吗？

不一定。如果要向保持细胞的最好状态，建议预培养细胞。如果不做细胞预培养，细胞内的脱氢酶可能会不稳定。也有人不做细胞预培养，但在做标准曲线和检测时需要统一检测条件。

22.如果加入的药物中含有金属，是否会有影响？

金属对 CCK-8 显色有影响。当终浓度为 1 Mm 的氯化亚铅、氯化铁、硫酸铜会抑制 5%、15%、90% 的显色反应，使灵敏度降级。如果终浓度是 10 Mm 的话，将会 100% 抑制。

23.CCK-8 试剂的保存条件？

在避光条件下 CCK-8 试剂在 4℃ 可保存一年。如果需要保存较长时间的话，推荐在 -20℃ 下保存。但是 CCK-8 若反复解冻和冰冻将会增加空白吸收，从而影响检测结果，若经常使用可将试剂存放在 4℃ 冰箱内保存。

24.预培养后，更换培养基需要细胞计数吗？

一般情况下用胰蛋白酶处理对数增长期的细胞，用血球计数盘计数，制备成一定浓度的细胞悬液即可。如果想要精密计数细胞的话，可以预培养后取培养基用血球计数盘进行计数。

25.CCK-8 对于不同的细胞，灵敏度是否一样？

不一样，悬浮细胞与贴壁细胞相比较难染色。对于贴壁细胞，一般加入 CCK-8 培养 1-4 小时吸光度已经很高，但对于悬浮细胞则可能吸光度较低，可以通过延长 CCK-8 的加入时间或增加细胞数量来解决。

26.悬浮细胞和贴壁细胞在数量上有何区别？

悬浮细胞由于染色比较困难，一般需要增加细胞数量和延长培养时间。贴壁细胞染色比较容易，若细胞数量过大，有时吸光度会超过酶标仪的读数。

27.应该每次做标准曲线吗？

建议每次做。虽然细胞是一样的，但是细胞的状态不一定一样，对于状态不一样的细胞，建议每次做标准曲线。如果试剂的批号不一样，灵敏度可能会有轻微的差异，对于不同的批号建议分别做标准曲线。

28.有时在药物作用情况下，细胞已经死亡，但是脱氢酶的活性还在，是否能计算细胞数

量? ...

不能。由于 CCK-8 是通过和细胞内的脱氢酶进行反应间接反映活细胞数量，如果细胞已经死亡，但脱氢酶的活性还在，则试剂测定的细胞数量将会比真实值高，不能真实反映活细胞数量，建议采用别的方法测定。

29.实验之前，是否需要先检测一下培养基和 CCK-8 是否会反应？

建议使用一个孔作一下检测，因为有培养基中可能含有氧化还原反应的物质，在正式实验之前有必要先确认培养基和 CCK-8 是否反应。一般正常在的 OD 值应该在 0.4 以下。

### **保存条件：**

4℃干燥避光保存，有效期一年。-20℃保存二年。